

GARALDENTIST · PÉČE O ÚSTA

Návod k použití

Ultrazvukový čistič zubů s inteligentním rozpoznáváním dásní, 3 režimy čištění a nabíjením USB-C.



✓ 3 režimy čištění

✓ Nabíjení USB-C

✓ Vestavěná LED dioda



Než začnete

Před použitím zařízení si pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Tento produkt je určen pro osobní hygienu a nenahrazuje péči odborného zubního lékaře.


01 Spuštění v 5 krocích



Nasad'te požadovanou hlavu.




Upevněte ji přiloženým klíčem.



Podržte tlačítko po dobu 2 sekund.



Vyberte režim čištění a používejte jej jemně.



Po každém použití hlavu opláchněte vodou. Zařízení neponořujte do vody.



Tip Intenzitu přizpůsobte svým potřebám. Při prvním použití vždy začněte měkkým režimem.

02 Obsah balení



Ultrazvukový čistič zubů
×1



Špičaté čisticí hlavy
×2



Ploché čisticí hlavy
×2



Zubní zrcátko
×1



Zubní sonda
×1



Zubní pinzeta
×1



Zubní stěrka (plochá)
×1



Klíč na hlavy
×1



Nabíjecí kabel USB-C
×1

03

Upozornění

- 1 Když se pracovní hrot dotkne zubu, vydává pípnutí – to je normální pracovní stav.
- 2 Pokud máte parodontální onemocnění, před použitím se poraďte se svým zubním lékařem.
- 3 Pokud se nachází na hranici dásně, může dojít k mírnému krvácení dásní, i když jsou dásně zdravé.
- 4 Pokud mírné krvácení dásní přetrvává – může to být způsobeno problémy dásní, jako je parodontální onemocnění –, přestaňte zařízení používat a poraďte se se svým zubním lékařem.
- 5 Při čištění zubů se nezdržujte dlouho na povrchu zubu s čisticí hlavou. Chcete-li odstranit zubní kámen a odolné skvrny, umístěte čisticí hlavu pod úhlem 45°.
- 6 Nedotýkejte se dásní dlouho. Dlouhý kontakt s dásněmi je může poškodit.
- 7 Po spuštění přístroje se na čisticí hlavě neozve žádný vrcholový zvuk. Pokud se ozve, je to abnormální jev – čisticí hlavu znovu nainstalujte nebo utáhněte.


04

Údržba a čištění

- 1 Nevkládejte ani neházejte výrobek do jiných kapalin.
- 2 Se zařízením je třeba zacházet opatrně a skladovat ho na suchém místě.
- 3 Nemíchejte ho s toxickými, korozivními, hořlavými a výbušnými materiály.
- 4 Neponořujte do vody ani do kapaliny.
- 5 Udržujte stroj čistý před použitím a po něm.
- 6 Pracovní hrot musí být při používání dobře utažen.
- 7 Při prvním použití: spusťte na 2–3 sekundy, poté zastavte na 1 sekundu.
- 8 Operaci opakujte několikrát, aby byl pracovní hrot v nejlepším stavu.
- 9 Neohýbejte ani nebruste pracovní hrot.
- 10 Nedoporučuje se bouchat do rukojeti nebo ji škrábat.

05

Údržba



Nečistoty z těla otřete hadříkem, neoplachujte je vodou.



Po použití odstraňte čisticí hlavu a opláchněte ji vodou.



Tělo a napájecí adaptér neomýjte vodou. Nepoužívejte ředidlo, benzen ani rozpouštědla, jako je petrolej nebo čisticí prášek apod.

06

Diagram produktu



- 1 Pracovní hrot ×2
- 2 Tlačítko napájení
- 3 Měkký režim
- 4 Komfortní režim
- 5 Silný režim
- 6 Zobrazení nabití baterie
- 7 Nabíjecí port USB-C
- 8 Klíč na hlavy

07

3 režimy čištění

Měkký

Ideální pro uživatele s citlivými zuby.

Komfortní

Vyvážené každodenní čištění.


Silný

Vyšší intenzita pro důkladné čištění.

08


Jak vyměnit čisticí hlavu

Orientace pracovního hrotu může být různá – pokud je pevně namontován, může být použit v jakémkoli směru.




KROK 1

Potvrďte pozici A.




KROK 2

Vložte klíč do pozice A.



KROK 3

Otočte hlavu proti směru hodinových ručiček pomocí klíče, abyste oddělili pracovní hrot a dokončili demontáž.



⚠ Upozornění!

Vyhnete se příliš pevnému sestavení – mohlo by dojít k poškození rozhraní.

09

Parametry produktu


Název produktu	Domací čistič zubů
Číslo produktu	HY46
Velikost produktu	24 × 27 × 189 mm
Výstupní frekvence	37 kHz + 3 kHz
Jmenovitý výkon	0,8 W
Výstupní napětí	5 V
Materiál produktu	ABS
Napájení	Nabíjení USB



MADE IN CHINA

10

Nabíjení a baterie



Nabíjecí port USB-C – kompatibilní se standardními kabely a nabíječkami.



Pro optimální výkon použijte USB nabíječku 5 W nebo port USB počítače.



Vyhňte se rychlonabíječkám nebo nabíječkám s vysokým výkonem.

