

GARALDENTIST・オーラルケア

取扱説明書

歯肉をスマートに認識する超音波デンタルクリーナー。3つのクリーニングモードとUSB-C充電。



✓ 3つのクリーニングモード

✓ USB-C充電

✓ 内蔵LEDライト



ご使用前に

ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、後で見返せるよう保管してください。本製品はパーソナルケア用品であり、歯科医師による治療の代わりにはなりません。


01 5ステップで使い始める



お好みのチップを取り付けます。




付属のレンチでしっかり固定します。



ボタンを2秒間長押しします。



クリーニングモードを選び、やさしく使います。



使用後はチップを水で洗い流します。本体を水に浸けないでください。



ヒント 強度はご自身に合わせて調整してください。初めてのときは必ずソフトモードから始めてください。

02 パッケージ内容



超音波デンタルクリーナー
×1



とがったチップ
×2



フラットチップ
×2



口鏡
×1



歯科探針
×1



歯科用ピンセット
×1



デンタルスクレーパー
（フラット）
×1



スパナ
×1



USB Type-C充電ケーブル
×1

03 注意事項

- 1 加工チップが歯に接触すると、ピープ音が鳴ります。これは正常な作動状態です。
- 2 歯周病の場合は、使用前に歯科医師に相談してください。
- 3 歯肉の境目にある場合、健康な歯肉であっても軽度の歯肉出血が生じることがあります。
- 4 軽度の歯肉出血が持続する場合は、歯周病などの歯肉の問題が原因の可能性があります。使用を中止し、歯科医師にご相談ください。
- 5 クリーニング中は、クリーニングヘッドを歯の表面に長時間当てたままにしないでください。頑固な歯石や着色を落とすには、クリーニングヘッドを45°の角度で当てます。
- 6 歯ぐきに長時間接触させないでください。長時間の接触は歯ぐきを傷つける恐れがあります。
- 7 電源を入れた後、クリーニングヘッドからピーク音は鳴りません。ピーク音が鳴る場合は異常です。クリーニングヘッドを付け直すか、締め直してください。

05 メンテナンス



本体の汚れは布で拭き取ってください。水で洗い流さないでください。



使用後はクリーニングヘッドを取り外し、水で洗い流してください。



本体や電源アダプターを水で洗わないでください。希釈剤、ペンジン、溶剤（ケロシンやクレンザーなど）は使用しないでください。

04 お手入れとメンテナンス

- 1 他の液体に浸けたり、落としたりしないでください。
- 2 機器は丁寧に扱い、乾燥した場所に保管してください。
- 3 有毒・腐食性・可燃性・爆発性の物質と混ぜないでください。
- 4 水や液体に浸さないでください。
- 5 使用の前後で本体を清潔に保ってください。
- 6 使用の際はワークチップをしっかりと締め付けてください。
- 7 初めて使用する場合：2～3秒間作動させ、その後1秒間停止します。
- 8 この操作を数回繰り返し、ワークチップを最高の状態に保ちます。
- 9 ワークチップを曲げたり、研削したりしないでください。
- 10 ハンドルを叩いたり、こすったりしないでください。

06 製品ダイアグラム




- 1 動作チップ ×2
- 2 電源ボタン
- 3 ソフトモード
- 4 コンフォートモード
- 5 強力モード
- 6 バッテリー表示
- 7 USB-C充電ポート
- 8 スパナ

07 3つのクリーニングモード


ソフト	歯が敏感な方に最適です。
コンフォート	毎日のバランスの取れたクリーニング。
強力	より徹底的なクリーニングのための高い強度。

08 クリーニングヘッドの交換方法


ワークチップの向きは異なる場合がありますが、しっかりと固定されていればどの方向でも使用できます。




ステップ 1
位置Aを確認します。



ステップ 2
レンチを位置Aに差し込みます。



ステップ 3
レンチでヘッドを反時計回りに回転させ、ワークチップを外して分解を完了します。



⚠ 警告！
締めすぎると出力が正しく伝わらず、故障や破損の原因となります。他の工具を使って分解しないでください。


09 製品パラメータ

商品名	家庭用デンタルクリーナー
製品番号	HY46
製品サイズ	24 × 27 × 189 mm
出力周波数	37 kHz + 3 kHz
定格出力	0,8 W
出力電圧	5 V
製品材質	ABS
電源	USB充電



MADE IN CHINA

10 充電とバッテリー



USB-C充電ポート。標準的なケーブルや充電器に対応します。



最適な性能を得るには、5WのUSB充電器またはパソコンのUSBポートをご使用ください。



急速充電や大出力の充電器は避けてください。

